

# MIDIGEL XL

## Aparat do elektroforezy poziomej



**Wybór 4 długości żeli: 20, 17, 12 oraz 7 cm; szerokość: 15 cm**



### Informacje dla zamawiającego

<b>370000</b>	<b>MIDIGEL XL</b> w składzie: wyjmowana, przezroczysta dla UV taca na żel 15 x 17 cm (szer x dł), grzebień o grubości 2.0 mm o 27 zębach i objętości próbki 32 $\mu$ l*, bezpieczna pokrywa, zestaw kabli zasilających, dwie wyjmowane bramki do wylewania żeli, zestaw do cyrkulacji buforu, instrukcja obsługi			
371520	Przezroczysta dla UV taca o wymiarach 15 x 20 cm (szer. x dł.), maksymalnie dla 8 grzebieni			
371517	Przezroczysta dla UV taca o wymiarach 15 x 17 cm (szer. x dł.), maksymalnie dla 6 grzebieni			
371512	Przezroczysta dla UV taca o wymiarach 15 x 12 cm (szer. x dł.), maksymalnie dla 4 grzebieni			
371507	Przezroczysta dla UV taca o wymiarach 15 x 7 cm (szer. x dł.), maksymalnie dla 2 grzebieni			
	<b>Grubość</b>	<b>Ilość zębów</b>	<b>Objętość próbki*</b>	<b>Szerokość dolka mm</b>
371601	Grzebień 1.0 mm	16	24 $\mu$ l	6.0
371602	Grzebień 2.0 mm	16	48 $\mu$ l	6.0
371603	Grzebień 3.0 mm	16	72 $\mu$ l	6.0
372701	Grzebień 1.0 mm	27	16 $\mu$ l	4.0
372702	Grzebień 2.0 mm	27	32 $\mu$ l	4.0
372703	Grzebień 3.0 mm	27	48 $\mu$ l	4.0
373201	Grzebień 1.0 mm**	32	14 $\mu$ l	3.5
373602	Grzebień 2.0 mm	36	24 $\mu$ l	3.0
373603	Grzebień 3.0 mm	36	36 $\mu$ l	3.0
37P111	Grzebień preparatywny 1.0 mm	1 próbka / 1 marker	140 $\mu$ l / 24 $\mu$ l	138/5 mm
37P112	Grzebień preparatywny 2.0 mm	1 próbka / 1 marker	280 $\mu$ l / 48 $\mu$ l	138/5 mm
37P113	Grzebień preparatywny 3.0 mm	1 próbka / 1 marker	420 $\mu$ l / 72 $\mu$ l	138/5 mm
320700	Zestaw kabli zasilających			
340400	System do wylewania żeli			

\* dla żeli o grubości 5 mm, \*\* grzebień kompatybilny z pipetą wielokanałową

Sugerowane zasilacze:

- PS 304 (300 V, 400 mA)
- PS 305 (300 V, 500 mA, wyłącznik czasowy)